

# Strisce per test 5 valori

## Strisce test per analisi dell'acqua veloci e facili

### Impiego

Per la misurazione del valore del pH, di cloro/ bromo, di ossigeno attivo, della alcalinità totale (TA) e della durezza dell'acqua.

### Vantaggi

- Misurazione di 5 parametri con una sola striscia
- Facile applicazione
- Non necessita di nessun reagente manuale
- I risultati si ottengono velocemente

### Descrizione prodotto

Strisce test con 5 tipi di misurazione.

### Dosaggi raccomandati

1. Immergere la strisciatest intera in acqua avanti e indietro per 5 secondi e poi rimuoverla. Non eliminare l'acqua e immediatamente confrontare pH e ossigeno attivo con la tabella colori.
2. Si prega di attendere altri 10 secondi e poi confrontate cloro / bromo, durezza dell'acqua, alcalinità totale con la tabella colori.

### Informazioni importanti

Proteggere le striscetest dalla luce del sole e dall'umidità. Conservare la scatola in luogo fresco e asciutto, a temperatura non superiore a 30 °C. Chiudere la confezione subito dopo aver preso le strisce.

Non toccare le tabelle dei colori. Se conservate correttamente le striscetest dureranno fino alla data di scadenza stampata.

