

Piano di servizio

SpaTime – l'assortimento per la cura
della vasca idromassaggio

spaTime™
by BAYROL



Marchio/produttore della vasca idromassaggio:	
Installata il:	
Numero di emergenza del tecnico:	
Tipo cartucce filtranti	
Volume d'acqua della vasca idromassaggio:	m ³
Il giorno di dosaggio	
Sostituzione dell'acqua dopo:	Settimane, il
Pulizia delle cartucce filtranti dopo:	Settimane, il



QUANTO SPESSO	LE MIE FASI DI PULIZIA (segnare con una crocetta le definizioni corrispondenti)	DOSARE	LA MIA QUANTITÀ DI DOSAGGIO	LUOGO
CON L'UTILIZZO	<input type="checkbox"/> Granulato di cloro*	5 g per m ³ <u>dopo</u> ogni bagno		direttamente nell'acqua
	<input type="checkbox"/> Granulato di ossigeno attivo* (Si prega di non dimenticare: in aggiunta ogni settimana dosare l'attivatore di ossigeno attivo)	10 g per m ³ <u>prima</u> di ogni bagno (20 ml per m ³)		direttamente nell'acqua
SETTIMANALMENTE	<input checked="" type="checkbox"/> Spa Pure	un sacchetto per m ³		direttamente nell'acqua
	<input checked="" type="checkbox"/> pH-Plus o pH-Minus	per aumentare o ridurre il valore del pH di 0,1, a 10 g per m ³		direttamente nell'acqua
	<input type="checkbox"/> Chiarificante	10 ml per m ³		direttamente nell'acqua
OGNI DUE SETTIMANE	<input type="checkbox"/> Pastiglie di bromo*	3 – 4 pastiglie per m ³		Skimmer sicuro per i bambini/ cesto filtrante
SE NECESSARIO	<input type="checkbox"/> Alca-Plus	per aumentare il valore TA di 10 mg/L, a 20 g per m ³		direttamente nell'acqua
	<input type="checkbox"/> Detergente filtri a cartuccia	1 – 2 sacchetti per ogni applicazione		Secchio separato
	<input type="checkbox"/> Detergente superficie SPA	non diluito		Spugna per la pulizia
	<input type="checkbox"/> Anti schiuma	1 – 3 tappi		direttamente nell'acqua
	<input type="checkbox"/> Panno guanto	1 guanto per ogni applicazione		direttamente utilizzabile

* Selezionare un metodo di cura! I nostri opuscoli vi aiuteranno allo scopo.